

Hable Easy – Knappfunktioner

Knappbeskrivningen och navigeringen för Hable Easy beskrivs utifrån att kontrollen ligger med kortsidan mot användaren, med knapparna uppåt och att på-/avknappen är på kontrollens högra sida och att laddingången är på den vänstra långsidan.

Numreringen av knapparna utgår från den översta knappen och nedåt i läsriktning. Det innebär att knapparna är som följer:

1. Hemknappen (Översta långa knappen)
2. Siri/Google Assistant (Vänster/övre runda knappen)
3. Magiskt tryck (Den övre runda mittknappen)
4. Diktering (Den runda knappen till höger på övre raden)
5. Swipa Bakåt (Vänster nedre runda knappen)
6. Dubbelklick (Den nedre runda mittknappen)
7. Swipa framåt (Högra nedre runda knappen)
8. Bakstegsknappen

Kombinationskommandon:

Här nedan följer beskrivningar på olika tvåknappsfunktioner.

För att visa eller dölja tangentbordet på skärmen trycker man snabbt och samtidigt på 2 och 7.

Gå till föregående skrivbordssida: Tryck på 2 och 5-knappen samtidigt.

Gå till nästa skrivbordssida: Tryck på 4 och 7-knappen samtidigt.

Backsteg: Knappen 5 och 8 samtidigt (fungerar även som radera när man skriver).



Rotorn (Endast vridning åt ett håll): Tryck på 3 och 6 samtidigt.

Rotorsvep upp: tryck på 1 och 3 samtidigt.

Rotorsvep nedåt: Tryck på 6 och 8 samtidigt.

Pausa VoiceOver ljudet: Tryck på 2 och 4 samtidigt.

Långtryckskommandon I IOS:

Flytta längst ner på skärmen: Tryck länge på knapp 7 (gå framåtknappen).

Det här flyttar dig längst ner på skärmen eller i en lista.

Flytta längst upp på skärmen: Tryck länge på knapp 5 (backstegsknappen).

Det här flyttar dig till längst upp på skärmen.

Tryck och hållkommandot: Tryck länge på knapp 6 (dubbelklickknappen).

Kan användas för att göra röstmeddelanden i ex Whats Up.

För aktivering av snabbtryck:

Tryck ner alla 6 runda knappar och invänta 4 vibrationer, släpp och håll sedan ner knapparna 2 och 3 samtidigt, Du känner en vibration.

Aktivera långsamtryckningar (behöver hålla ner knapparna en sekund):

Tryck ner alla 6 runda knappar och invänta 4 vibrationer, släpp och håll sedan ner knapparna 2 och 4 samtidigt, Du känner en vibration.

