

OpenBook Snabbstart

Välkommen till OpenBook

OpenBook är en programvaran som förvandlar din persondator och skanner till en fullfjädrad läsmaskin. Använd någon av dagens populära skanners eller den portabla PEARL™ Läsameran från Freedom Scientific, för att hämta in text från din favorit veckotidning, bok, eller nyhetsartikel, och låta OpenBook omedelbart läsa upp den sidan högt för dig. Eller öppna en elektronisk fil från någon av dagens mest populära program och redigera det om du vill. Med OpenBook är inget oåtkomligt och ännu bättre, du har kontroll över hur en sida läses och presenteras på din dators bildskärm. Med PEARL, kommer du att uppleva omedelbar hämtning av sidor, göra det möjligt för OpenBook att bearbeta flera sidor inom några sekunder. PEARL kameran har ett automatiskt läge som känner av rörelser och låter den fånga in en bild så fort man bläddrat till en ny sida. När den används på en bärbar eller netbook dator, kommer du att ha ett verkligt portabelt skanning och läs system då du flyttar runt.

Systemkrav

Rekommenderade systemkrav för OpenBook visas här nedanför.

Specifikation	Minimikrav
Operativsystem	Alla 32-bitars versioner av Windows XP och Windows Server 2003, alla 32- och 64-bitars versioner av Windows Vista, och alla 32- och 64-bitars versioner av Windows 7 och Windows Server 2008.
Processor hastighet	500 MHz Intel® Pentium® eller snabbare
Minne (RAM)	256 MB (512 MB rekommenderas)
Tillgängligt ledigt hårddiskutrymme för installation	1.2 GB (på enheten innehållande Programfilerna och Windowsmapparna)
Video	256 färgers grafik
Ljud	Windowskompatibelt ljudkort och högtalare
Tangentbord	105 tangenters tangentbord
Inhämtningsenhet	En TWAIN eller WIA-kompatibel flatbädd skanner eller PEARL från Freedom Scientific
CD ROM Enhet	

Installera OpenBook

För att installera OpenBook på din dator, gör följande:

Viktigt: Om du kommer att använda PEARL, anslut inte kameran till din dator innan installationen av OpenBook har slutförts. För mer information om att ansluta och ställa in PEARL, hänvisas du till PEARL Quick Start Guide.

1. Sätt in OpenBook skivan i din CD-ROM enhet.
2. OpenBook Installationsprogram startar. Du kommer att höra installationen läsa instruktioner då de kommer fram på din bildskärm. Följ dessa instruktioner för att slutföra OpenBook installationen.

Notera: Om din OpenBook installations-skiva inte startar automatiskt, gå till Startknappen, välj Kör, och skriv D:\setup. Om din CD-ROM enhet inte är D, ersätt den med den rätta enhetsbeteckningen.

OpenBook installationsprogram kommer sedan att starta.

3. Välj Standardinstallation för att installera OpenBook till standardplatsen på din hårddisk. Välj Anpassad installation om du vill installera OpenBook på annan plats än standardplatsen.
4. När installationen är klar, måste du starta om din dator innan du använder OpenBook.

Notera: Under installation på en del Windows system, kan du få ett meddelande som säger att programvaran som du installerar har inte någon giltig signatur som bekräftar dess kompatibilitet med Windows. Om detta inträffar, välj Fortsätt knapp i Windows XP eller Vista, eller Ja knapp i Windows 7 för att ignorera detta meddelande och fortsätta installationen. OpenBook kommer att installeras och fungera riktigt.

Avinstallera OpenBook

För att avinstallera OpenBook, gå till Program Meny och välj OpenBook 9.0. I Verktyg undermeny välj alternativet Avinstallera OpenBook och följ ledtexterna för att ta bort programvaran. Om du har någon annan Freedom Scientific produkt som till exempel JAWS eller MAGic installerad, förvissa dig om att du väljer alternativet att lämna kvar delade komponenter.

Aktivera OpenBook

När du har installerat OpenBook, måste du aktivera din programvara. När du startar OpenBook första gången, blir du tillfrågad om du vill aktivera programmet. Du kan aktivera OpenBook vid en senare tidpunkt, genom att öppna menyn Hjälp och välja Uppdatera Licensnyckel. OpenBook körs i 40 minuters

läge tills det är aktiverat på din dator. För att stänga Dialogrutan aktivering, och fortsätta använda OpenBook i 40 minuters läge, välj Kör i Demo-läge. Du måste starta om din dator efter 40 minuter för att kunna fortsätta använda OpenBook tills dess att det aktiverats.

Internet License Manager (ILM) låter dig snabbt aktivera OpenBook genom Internet. Om du inte har någon Internetanslutning, kan du aktivera OpenBook via telefon eller fax. Alternativt, kan du aktivera OpenBook med hjälp av en pålitlig vän, eller företag som har åtkomst till Internet.

Notera: Ditt användarkonto måste ha administratörsrättigheter för att kunna aktivera OpenBook.

Kontakta din nätverksadministratör om ditt konto inte har nödvändiga användarrättigheter.

Du kan också använda en dongle (en hårdvaruenhet som ansluts till din dators USB eller parallellport) för att göra din OpenBook licens mera portabel. En dongle låter dig använda en auktoriserad version av OpenBook på vilken dator som helst så länge som donglen sitter kvar ansluten.

Notera: Att lägga till eller ta bort vissa hårdvarukomponenter kan orsaka att din dators Låskod

ändras. Om detta inträffar, måste du aktivera OpenBook. Om du behöver begära fler aktiveringar, gå till <http://www.fsactivate.com>.

Aktivering med Internet License Manager

Du kan använda Internet License Manager (ILM) för att aktivera OpenBook genom att använda en Internetanslutning. Detta är det enklaste och snabbaste sättet att aktivera din produkt. För att aktivera OpenBook via Internet, gör följande:

1. I dialogrutan Aktivering, välj Starta Aktivering.
2. Läs meddelandet som visas och välj sedan Fortsätt. Sätt in Auktoriserings-CD i din CD-ROM enhet och välj Aktivera Med Licens CD. Du hittar din Licens CD i samma fodral som din OpenBook programskiva. Om du inte har din Licens CD, välj Mata in Licensnummer Manuellt.

Notera: Om du tidigare har använt din Licens CD, kommer du inte att bli ombedd att sätta in den igen.

Fortsätt till steg 3 i aktiveringen.

3. Välj Aktivera.
4. Använd Piltangenterna för att välja Nu, Via Internet (Rekommenderas), och tryck sedan på ENTER.
5. Om du använde din Licens CD, infogas din 20-siffriga licenskod automatiskt i skrivfältet för Licensnummer. Om din Licenskod inte visas, skriv in det i skrivfältet. Du kan hitta ditt Auktoriseringsnummer i svartskrift och Punktskrift på fodralet till din OpenBook.

6. Tryck ENTER för att fortsätta. Du kommer att bli ombedd att ansluta till Internet om du inte redan har gjort det. Du måste upprätta en Internetanslutning innan du fortsätter med aktiveringen.
7. Om du inte har registrerat OpenBook, blir du tillfrågad att göra det nu. Att registrera OpenBook låter dig motta teknisk support. Välj Register Now och komplettera online registreringsformuläret genom att följa instruktionerna som tillhandahålls. Du kan välja att registrera senare, men du måste registrera nästa gång du aktiverar OpenBook.
8. Efter du har skickat din registrering, försöker Internet License Manager att aktivera OpenBook. Denna process kan ta flera minuter. När aktiveringen har slutförts, välj Klar.

[Notera: Om Internet License Manager inte kan aktivera OpenBook beroende på din brandvägg, se nästa avsnitt, Problemlösning Brandvägg programvara.](#)

Problemlösning Brandvägg

Brandväggar förhindrar otillåtna användare att komma åt datorsystem. Vissa nätverk eller personal brandväggsprogramvaror kan kollidera med installationen, aktiveringen, eller användandet av OpenBook. Följande information kommer att hjälpa dig konfigurera om din brandvägg att fungera med OpenBook. Du hänvisas till din brandväggs dokumentation för mer information om tillåta åtkomst till program och filer.

[Notera: Hårdvarubrandväggar kolliderar inte med installation, aktivering, eller att köra OpenBook.](#)

Brandvägg Kolliderar Med Installation

Om din brandvägg förhindrar dig från att installera OpenBook på din dator, konfigurera om brandväggen att tillåta filen Setup.exe att köras. Prova sedan att installera igen.

Brandvägg Kolliderar Med Aktivering

Om din brandvägg förhindrar dig från att aktivera OpenBook via Internet, konfigurera om brandväggen att tillåta följande filer att köras: FSActivate.exe, CAUtil.exe, och CAUtil.enu. När du har konfigurerat om din brandvägg, prova att aktivera om igen. Om du inte kan konfigurera om brandväggen, eller om du fortfarande inte kan aktivera OpenBook, gå till www.FSActivate.com. Följ instruktionerna på Webbsidan för att hämta en Aktiveringskod och aktivera din programvara. För mer information om att använda www.FSActivate.com, se Aktivera genom en pålitlig tredjepart.

Brandvägg Kolliderar med Användandet av OpenBook

Om brandväggen förhindrar OpenBook att köras eller startas, eller visar ett varningsmeddelande, konfigurera om brandväggen att tillåta filen OBU.exe att köras.

Aktivera via Telefon

Om du inte har någon Internetanslutning, kan du ringa Ideutveckling. Ideutveckling kommer att skicka dig en CD i ett brev som kommer att aktivera OpenBook automatiskt. För att aktivera OpenBook via telefon, gör följande:

1. I dialogrutan Aktivering, välj Starta Aktivering.
2. Läs meddelandet som visas och välj sedan Fortsätt. Sätt in Auktoriserings-CD i din CD-ROM enhet och välj Aktivera Med Licens CD. Du hittar din Licens CD i samma fodral som din OpenBook programskiva. Om du inte har din Licens CD, välj Mata in Licensnummer Manuellt.

Notera: Om du tidigare har använt din Licens CD, kommer du inte att bli ombedd att sätta in den igen. Fortsätt till steg 3 i aktiveringen.

3. Välj Aktivera.
4. Använd piltangenterna för att välja, Ring för att få Aktivering via Brev, och tryck sedan på ENTER.
5. Ring 0470-76 45 45. Förse Ideutvecklings personalen med licenskoden och Låskoden som visas i den här dialogrutan. Om din licenskod inte visas, kan du hitta den i svartskrift och Punktskrift på fodralet till din OpenBook.
6. Välj Avsluta. Du kan fortsätta använda OpenBook i 40 minuters läge tills du får din CD.

När du får CD:n med din Aktiveringskod från Freedom Scientific, sätt in den i din CD-ROM enhet för att automatiskt aktivera OpenBook.

Notera: Om CD:n inte aktiverar din programvara automatiskt, tryck WINDOWSTangenten+R, ock skriv "D:\ActivationCode.exe" och tryck ENTER. Om din CD-ROM enhet inte är D:, ange den rätta enhetsbokstaven.

Aktivera via Fax

Om du inte har någon Internetanslutning, kan du skicka ett fax till Ideutveckling med din licenskod och Låskod. Du får sedan en aktiveringskod antingen i ett e-post meddelande eller på en CD. För att aktivera OpenBook via fax, gör följande:

1. I dialogrutan Aktivering, välj Starta Aktivering.

2. Läs meddelandet som visas och välj sedan
Fortsätt. Sätt in Auktoriserings-CD i din CD-ROM enhet och välj Aktivera Med Licens CD. Du hittar din Licens CD i samma fodral som din OpenBook programskiva. Om du inte har din Licens CD, välj Mata in Licensnummer Manuellt.

Notera: Om du tidigare har använt din Licens CD, kommer du inte att bli ombedd att sätta in den igen.
Fortsätt till steg 3 i aktiveringen.

3. Välj Aktivera.
4. Använd piltangenterna för att välja Fax, och tryck sedan på ENTER.
5. Komplettera formuläret genom att skriva in nödvändig information i skrivfälten. Om du vill ha din Aktiveringskod i ett e-post meddelande, skriv in din e-post adress. Om du inte skriver någon e-post adress, kommer Ideutveckling att skicka dig en CD i ett brev som kommer att Aktivera OpenBook.
6. Om du använde din Licens CD, infogas din 20-siffriga licenskod automatiskt i skrivfältet för Licensnummer. Om din Licenskod inte visas, skriv in det i skrivfältet. Du kan hitta ditt Auktoriseringsnummer i svartskrift och Punktskrift på fodralet till din OpenBook.
7. Välj Skriv Ut för att skicka formuläret till din skrivare. Efter du har skrivit ut formuläret, välj Avsluta.
8. Faxa det utskrivna formuläret till 0470-76 45 46.

Om du skrev din e-post adress, kommer du att få ett e-post meddelande från Ideutveckling inom en eller två arbetsdagar. följ instruktionerna som tillhandahålls i meddelandet för att aktivera OpenBook. Om du inte skrev någon e-post adress, kommer du att få en CD från Ideutveckling med posten. Sätt in CD:n i din ROM enhet för att automatiskt aktivera OpenBook.

Notera: Om CD:n inte aktiverar din programvara automatiskt, tryck WINDOWSTangenten+R, ock skriv "D:\ActivationCode.exe" och tryck ENTER.

Om din CD-ROM enhet inte är D:, ange den rätta enhetsbokstaven.

Aktivera Genom En Pålitlig Tredjepart

Om du känner en vän, släkting, eller annan pålitlig person som har en Internetanslutning, kan dessa hjälpa dig att aktivera OpenBook. Alternativt, kan du använda en Internet anslutning på ett bibliotek, på jobbet, eller någon annan plats. Du eller en pålitlig tredjepart kan besöka <http://www.FSActivate.com> för att erhålla din Aktiveringskod.

Tips: Ett gratisprogram från Freedom Scientific som heter Activation Media Image Creator låter dig skapa en CD, diskett, eller bifoga en fil i ett e-post meddelande som innehåller OpenBook licensinformation.

För att erhålla en Aktiveringskod från FSActivate.com, gör följande:

1. Dirigera din Webbläsare till <http://www.FSActivate.com>.
2. Skriv in ditt 20-siffriga Licensnummer och Låskod. Ditt Licensnummer finns på fodralet till din OpenBook CD i både svartskrift och Punktskrift. För att hitta din dators Låskod, öppna OpenBook Hjälpmeny och välj Om OpenBook.

Notera: Låskoden är unik för varje individuell dator. Försäkra dig om att du skriver låskoden från den dator du tänker använda för OpenBook när det är aktiverat.

3. Välj Submit License Request för att hämta en Aktiveringskod.
4. De återstående stegen måste slutföras på den dator där den kopian av OpenBook du vill aktivera är installerad på. Börja med att starta OpenBook på den datorn. Från OpenBook Hjälpmeny, välj Uppdatera Licensnyckel.
5. I dialogrutan Aktivering, välj Starta Aktivering.
6. Läs meddelandet som visas och välj sedan Fortsätt. Sätt in Auktoriserings-CD i din CD-ROM enhet och välj Aktivera Med Licens CD. Du hittar din Licens CD i samma fodral som din OpenBook programskiva. Om du inte har din Licens CD, välj Mata in Licensnummer Manuellt.

Notera: Om du tidigare har använt din Licens CD, kommer du inte att bli ombedd att sätta in den igen. Fortsätt till steg 7 i aktiveringen.

7. Välj Aktivera.
8. Använd piltangenterna för att välja, Aktivering Genererad från www.FSActivate.com radioknapp och tryck ENTER.
9. Skriv aktiveringskoden du fick från www.FSActivate.com i skrivfältet och tryck ENTER.
10. Efter du lyckosamt har aktiverat OpenBook, välj slutför för att slutföra processen.

Använda Activation Media Image Creator

Activation Media Image Creator är ett gratisprogram från Freedom Scientific som låter en användare med en Internet anslutning hämta Aktiveringskoder från

Internet License Manager. Användaren kan sedan distribuera dessa Aktiveringskoder på CD, disketter, eller e-post. Användare utan Internetanslutning kan använda filerna som skapats av detta programmet för att aktivera OpenBook utan att behöva skriva den långa Aktiveringskoden.

För att ladda ner installationspaketet för Activation Media Image Creator, besök www.FSActivate.com. Efter du har installerat programmet, följ instruktionerna i Activation Media Image Creator online Hjälpsida för att hämta och distribuera Aktiveringskoder från Internet License Manager.

Dongle Licens

En dongle är en hårdvaruenhet som du kan ansluta till en dators parallell eller USB port (beroende på typen av dongle). OpenBook är auktoriserad att köras på den datorn så länge som donglen är ansluten.

Detta är användbart om du ofta behöver använda OpenBook på många olika datorer och inte vill aktivera programmet på varje dator.

När OpenBook startar, fastställer det först om en dongle är ansluten till datorn. Om en är ansluten, använder OpenBook de egenskaper och den information som asosierats med licensen på donglen för att auktorisera OpenBook. Om ingen dongle har anslutits, söker OpenBook efter licensinformation som sparats i datorn. Du kan använda verktyget Dongle-Visaren för att visa information om licensen som är knuten till den donglen som förnärvarande är ansluten till din dator. För att starta detta verktyget, gå till programgruppen OpenBook 9.0, öppna Verktyg undermeny, och välj Dongle-Visare.

Notera: Det rekommenderas att du inte ansluter donglen till din dator innan du har installerat OpenBook. Om donglen har anslutits före eller under installationen, måste du starta om din dator för att hämta riktig auktorisering.

Donglar säljes separat eller som extra OpenBook tillägg. Kontakta Ideutveckling på 0470-76 45 45 om du vill köpa en.

Notera: Vissa internationella versioner av OpenBook kräver en dongle för auktorisering. Att använda någon av dessa versioner utan en dongle, visar ett felmeddelande.

Installera RealSpeak Solo Direct Talsyntes

Inberäknad med OpenBook programskivan finns en annan skiva som innehåller RealSpeak™ Solo Direct speech talsyntes. Den innehåller flera olika röster i flera språk. För att installera dessa röster, sätt in skivan i din dators CD-ROM enhet. Följ sedan

instruktionerna för att välja vilka röster du vill installera, och slutföra installationen.

Du kan också använda RealSpeak Solo Direct Exempel och Nedladdningssida som är tillgänglig på <http://www.freedomscientific.com/downloads/RealSpeak-Solo-Direct-Voices/RealSpeak-Solo-Direct-Downloads.asp>. På den sidan, kan du provlyssna på röster och sedan ladda ner och installera röster direkt från Webbsidan.

Kom Igång

Ladda OpenBook

OpenBook ger dig många sätt att starta programmet.

- Tryck snabbtangenter, **ALT+CTRL+O**, vilken automatiskt anvisas när du installerar OpenBook. Du måste starta om din dator efter OpenBook har installerats för att den här snabbtangenter skall fungera riktigt.
- Använda din mus, dubbelklicka på OpenBook 9.0 ikonen på skrivbordet.
- Gå till Startmenyn och välj Program. Välj programgruppen OpenBook 9.0 och välj OpenBook 9.0.

När OpenBook har öppnats, visas ett tomt namnlöst dokument från vilket du kan börja arbeta och annonserar om dokumentet är i skrivskyddat eller Skrivläge. Om du föredrar, kan du ändra så att startdokumentet är det som du senast arbetade med.

För att göra detta, gå till menyn Inställningar och välj Generella Inställningar (**ALT+L, G**). I dialogrutan Generella Inställningar tryck **TABB** tills du kommer till Startdokument Öppna Namnlöst dokument radioknapp. Tryck **PILNER** för att välja Öppna Senaste Dokument radioknapp. Om du vill göra ytterligare förändringar av inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABB** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Avsluta den här dialogrutan genom att trycka **ENTER**. Sedan, för att ändra inställningen så att OpenBook alltid är i det här läget, öppna menyn Inställningar igen, (**ALT+L**). I menyn, välj Spara Inställningar... . I dialogrutan Spara Inställningar, tryck **ENTER** för att spara förändringarna i default inställningar. För mer information om denna funktion, vänligen se boken, Using Settings Files.

Stänga OpenBook

Du kan stänga OpenBook på samma vis som alla andra Windows program, genom att trycka **ALT+F4**, peka med musen och vänsterklicka på **X** i det övre högra hörnet av fönstret, eller välja Avsluta i Arkivmenyn.

Hämta in och Läsning

OpenBook kombinerar det bästa i bildhämtning, bildbehandling, och läsfunktioner för att konvertera tryckt media till elektroniskt format. Sedan visar den och läser innehållet med hög röst och ger dig åtkomst till material som i annat fall skulle vara otillgängligt eller svårt att läsa.

När du installerar OpenBook, installeras också Realspeak Direct text-till-talsyntes från Nuance och är standardröst för läsning. OpenBook kan hämta bilder genom att använda antingen en skanner, eller PEARL kameran. Du kan hämta en eller flera sidor från ett dokument, som till exempel en bok eller delar av post, och sedan läsa eller redigera den slutliga texten. Om du vill behålla dokumentet du precis hämtade in, kan du spara det till en fil på din dator. Dessutom, du kan anpassa hämtning, bearbetning, läsning, och egenskaper för visning av OpenBook.

För att hämta in en sida från en skanner, placera sidan på skanner och tryck **F4** tangenten när du är redo att hämta sidan.

För att hämta in ett dokument från PEARL, placera sidan under kameran så att överkanten är i linje med sidguiden. Centrera sidan mellan de yttre kanterna på sidguiden, eller lägg en långsida av dokumentet längs en ytterkant på sidguiden. Tryck **F4** tangenten när du är redo att hämta in.

Notera: PEARL är optimerad att arbeta i normal rumsbelysning i de flesta fall. LED belysningen skall vara släckt.

Här är några snabbtangenter för att du skall komma igång med OpenBook.

- För att få OpenBook att läsa för dig, tryck

INSERT+PIL NER.

- För att hämta in en sida, tryck **F4** eller **MELLANSLAG**.

- För att skifta mellan Skrivläge och Skrivskyddat läge, tryck **CTRL+E**.

- För att tysta talet, tryck Ctrl tangenten.

- För att läsa snabbare, tryck **ALT+CTRL+PAGE UP**.

- För att läsa långsammare, press **ALT+CTRL+PAGE DOWN**.

Få Hjälp

Vägledande Hjälp

När du är i en dialogruta, tryck **SHIFT+F1** för att läsa den vägledande hjälpen för det aktuella objektet. du kan också komma åt vägledande hjälp genom att högerklicka med musen på en kontroll och välja "Vad är detta" eller genom att klicka på ? (frågetecken) symbolen i det övre högra hörnet av dialogrutan och sedan klicka på en kontroll.

Tangentbeskrivning

Att slå på Tangentbeskrivning låter dig säkert utforska tangentbordskommandon utan att verkligen utföra kommandot. Som exempel, när du slår på Tangentbeskrivning och trycker en tangent, talar OpenBook om för dig vad den valda tangenten gör, utan att utföra den särskilda funktionen. För att aktivera tangentbeskrivning, tryck **INSERT+1**. Tryck **INSERT+1** igen för att slå av tangentbeskrivning och återvända till normal funktion.

OpenBook Användarmanual

Vi förser dig med innehållet av OpenBook Online Hjälpsystem i OpenBook User's Guide, vilken använder stor text för enkel läsning. Manualen innehåller Snabbstartguiden, en detaljerad beskrivning av OpenBook's funktioner, och fäll ut referenskort.

Teknisk Support

Om du inte finner svaren på frågor eller problem som du har, kontakta Ideutveckling på 0470-76 45 45 eller e-post jaws@FreedomScientific.se. Kontorstid är från Måndag till Fredag 8:00 till 17:00. Svensk normaltid.

Vänligen ha följande information till hands:
Produktens serienummer som användes för registrering.
Produktnamn och version.
Typ av dator som du använder.
Windows version.

Om OpenBook

Välj Om OpenBook från Hjälpmenyn för att visa version av OpenBook som du förnärvarande kör. Den här dialogrutan visar också din produkts serienummer och din dators låskod (används för ILM aktivering).

Uppdatera OpenBook

Freedom Scientific försöker hela tiden att förbättra och utöka OpenBook. Med jämna mellanrum, släpps uppdateringar till OpenBook. Det rekommenderas att du håller din programvara uppdaterad så att du upplever bästa möjliga prestanda.

Att uppdatera din programvara är snabbt och enkelt. För att söka efter uppdateringar för OpenBook, gör följande:

Notera: Du måste köra Windows XP eller senare i din dator, och det måste vara möjligt att komma åt internet för att kunna använda följande uppdateringsprocedur.

1. Tryck **ALT+H** eller klicka på Hjälpmenyn.
2. Tryck **P** eller välj Sök efter uppdateringar. Uppdateringsfunktionen bestämmer om du har den nyaste utgåvan. Om du inte, välj en eller flera objekt från listan och välj sedan **INSTALLERA** för att starta uppdateringen. Alla förbättringar sedan den första utgåvan är inkluderade i uppdateringen.

Notera: Om din dator har en aktiv brandvägg (som till exempel Windows Brandvägg), kan du få en varning som meddelar att antingen FSAutoUpdate programmet eller FSAutoUpdate.exe försöker att komma åt Internet. Du måste tillåta denna process för att komma åt Internet genom brandväggen för att kunna hämta uppdateringar.

Flytta Filer från en Tidigare Version av OpenBook

Om du har uppdaterat från en tidigare version av OpenBook, har du förmodligen filer sparade i din gamla Library mapp som du vill komma åt i OpenBook 9.0.

När du avinstallerar en tidigare version, lämnar OpenBook kvar mappen, som innehåller Library, på din hårddisk för att säkerställa så att inga filer i den här mappen tas bort. Följande procedur kommer att visa dig hur du navigerar till och öppnar dessa filer, liksom även att flytta äldre filer till din nya library mapp.

För att öppna filer som är placerade i en tidigare OpenBook library, gör följande:

1. Tryck **CTRL+O** för att öppna, Öppna Fil dialogrutan.
2. Tryck **SHIFT+TABB** två gånger för att flytta till leta i kombinationsruta och tryck **PIL UPP** tills du hör Lokal Disk(C:).
3. Tryck **TABB** för att flytta till fillista vy och använd piltangenterna för att leta upp mappen för den tidigare OpenBook installationen och tryck **ENTER**. För exempel, om den senast installerade versionen var 8.0, leta upp mappen OpenBK8.

4. Leta upp mappen Users och tryck **ENTER**.
5. Leta upp mappen Default och tryck **ENTER**.
6. Leta upp mappen Library och tryck **ENTER** för att öppna mappen Library.
7. Leta upp kategorimappen som innehåller filen du vill öppna och tryck **ENTER**.
8. Leta upp filen och tryck **ENTER** för att öppna den.

Om du regelbundet behöver komma åt filer från en tidigare library, är det bekvämare att helt enkelt kopiera hela biblioteket, eller markerat innehåll, in i ditt OpenBook 9.0 bibliotek.

För att kopiera ett bibliotek, gör följande:

Notera: Dessa steg förutsätter att du är bekant med att navigera i Windows operativsystemet med din skärmläsare eller skärmförstoringsprogramvara.

1. Tryck **WINDOWStangenten+R** för att öppna dialogrutan Kör och skriv <c:\OpenBKX\users\default\library> (där X hänvisar till versionsnumret, som tillexempel 7 eller 8) och tryck **ENTER**.
2. När mappen Library har öppnats, tryck och håll **CTRL** tangenten medan du navigerar genom listan med mappar genom att använda **PIL UPP** eller **PIL NER**. När du hittar en mapp som innehåller filer, tryck **MELLANSLAG** för att markera den. Fortsätt tills du har markerat alla de mappar du vill. Alternativt, om alla mapparna innehåller viktiga filer, tryck bara **CTRL+A** för att markera allt på en gång.
3. Tryck **CTRL+C** för att kopiera.
4. Gå till programgruppen OpenBook 9.0 och tryck **ENTER** på Mina OpenBook Dokument för att öppna OpenBook 9.0 bibliotek.
5. När mappen Bibliotek har öppnats, press **CTRL+V** to klistra in. Om du får en dialogruta som säger att mappen finns redan, välj Ja till alla.

Alla filer från ditt tidigare library är nu tillgängliga i OpenBook 9.0 biblioteket.