



Visolux 12 DIGITAL XL FHD

Enkel att använda med otroligt bildkvalité. Perfekta storleken för hem och när du är i farten.

- Lithiumion batteri med upp till 2.5 timme användning.
- Hög kontrast digital kamera
- Förstoringsomfång från 2 - 22x
- Inbyggd FullHD 11,6 tums skärm 16:9
- DLS horisontell och vertikal
- Visningslägen på skärmen; HD full färg och 14 kontrasthöjande färgalternativ
- Foto funktion med möjlighet att spara på SD card.
- HDMI port för att visa bilder live på TVn.
- USB port type C för överföring av bilder till PC eller Mac.
- Drift tid 2,5 timmar på en laddning.
- Vikt 1050 g
- Mått 29 x 20 x 4 cm

Levereras inklusive: HDMI kabel, USB Typ C kabel, 4 GB SD kort, universal laddare med adapters för hela världens eluttag, skyddsfordral.

ArtNr	Benämning	Pris:
6-316551	Visolux 12 DIGITAL XL FHD	14 800:-
Tillbehör		
6-31655105	Visolux 12 DIGITAL XL FHD stativ	600:-
6-31655108	Visolux 12 DIGITAL XL FHD stötskydd	260:-