



### Looky 10 HD

Looky 10 HD är det senaste tillskottet i den omtyckta Looky familjen av handhållna läskameror.

- 10" skärm IPS och kamera 12Mp i Full HD kvalitet (1080).
- Steglös förstoring 1,8x – 30x med autofokus.
- Färgläge och 16 hög kontrastlägen.
- Uppfällbart stativ för optimal läsvinkel.
- När, avstånd och spgelfunktion.
- Live panoreringsläge, zooma bilderna utan att flytta kameran.
- Frysbild med förflyttning, zoomning och spara möjligheter.
- Drifttid 3 timmar.
- Storlek 245 x 200 x 22mm.
- Vikt 680 g (inkl batteri).



ArtNr	Benämning	Pris:
1-4560	Looky 10 HD	11 900:-
1-4560-01	AC adapter	380:-
1-4560-02	Batteri	750:-
1-4560-03	Väska	370:-
1-4560-04	Looky 10 - Stativ	1 280:-

Pris exkl. moms