

PRODUKTBLAD

insyn



Looky 4 HD

- 4,3 skärm med HD-kvalitet i bilden
- Förstoring 2 – 20 ggr
- Effektiv LED-belysning mot objektet som kan stängas av vid behov
- 10 olika kontrastval
- Bildfrysningläge. Zooma fryst bild och sök detalj med fingret på skärmen
- Spar upp till 20 HD- bilder i internminnet
- Vikbart handtag
- Laddbart och utbytbart batteri i handtaget
- Vinklad kamera ger bästa ergonomi
- Vikt 217 gram
- Mått 115 × 75 × 43 mm



Looky 5 HD

En ny och trendsättande Läs-TV med en utmärkt bildkvalitet på HD-nivå, kan även spara bilder

- 5 " bildskärm
- Förstoring 2x – 20x med autofokus
- Steglös förstoring
- Vinklad och mittplacerad kamera ger en naturlig och optimal ergonomi för användaren
- Den frysta bilden går att scrolla
- Spar upp till 20 HD- bilder i internminnet
- Fungerar både som bordsmodell och som handhållen
- Går att ansluta till TV (composite video) eller dataskärm via HDMI
- Uppladdningsbart batteri i handtaget
- Drifttid 3 tim (5 tim laddningstid)
- Vikt 300 gram
- Storlek 130 × 82 × 45 mm

ArtNr	Benämning	Pris:
1-4552	Looky 4 HD	5 800:-
1-4552-01	USB laddare	225:-

ArtNr	Benämning	Pris:
1-4550	Looky 5 HD	6 800:-
1-4550-02	Batterihandtag med laddställ	1 096:-
1-4550-03	AC adapter	225:-

Pris exkl. moms

www.insyn.se

info@insyn.se

Tel:0104550400

www.insyn.se 010-455 04 00