



Looky 7 HD

Looky 10 HD är det senaste tillskottet i den omtyckta Looky familjen av handhållna läskameror.

- 7" skärm IPS och kamera 13 Mp i Full HD kvalitet (1080).
- Steglös förstoring 2x-35x med autofokus.
- Färgläge och 16 hög kontrasterlägen.
- Uppfällbart stativ med optimal läsvinkel.
- Live panoreringsläge, zooma bilderna utan att flytta kameran.
- Frysbild med förflyttning, zoomning och spara möjligheter.
- Driftstid 3 timmar.
- Storlek 188x138x21 mm.
- Vikt 420 g (inkl batteri).

ArtNr	Benämning	Pris:
1-4555	Looky 7 HD	7 950:-
1-4560-01	AC adapter	380:-
1-4555-02	Batteri	700:-
1-4555-03	Väska	370:-
1-4555-04	Looky 7 - Stativ	1 280:-

Pris exkl. moms