



Onyx HD

ONYX HD är ett portabelt kamerasystem som används som både när och avståndskamera.

Lätt att flytta- lossa nätanslutning, vrid in kameran bakom bildskärmen och lyft i bärhandtaget.

Kameran fungerar som både när och avståndskamera.

Trådlös handkontroll för Zoom och övriga inställningar av bilden.

Förstoring: 1.4x - 106x

Fri arbetshöjd under kamera: 41,6 cm.

Sökfunktion, en knapptryckning Zoomar snabbt till översikt med visuellt sökkors, och återgår sedan till vald förstoring.

Trådlös handkontroll med funktioner som:

- Fullfärg autofokus
- Högkontrast 33 olika färgkombinationer
- Sökfunktion
- "Frys bild"
- Spegelvändning
- Låsbar fokus
- Referenslinje och kulisser.
- Väska på hjul med infällbart handtag
- Vikt 6.2 Kg

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3190	ONYX HD 20	22 500:-
1-3195	ONYX HD 22	24 500:-
1-3198	ONYX HD 24	27 250:-
1-3090-01	Onyx Läsbord	2 950:-

Pris exkl. moms