



## OrCam MyEye PRO & OrCam MyEye SMART

OrCam är en läskamera. En liten, diskret kamera placerad på sidan av glasögonbågen som hjälper dig att läsa upp tolkade texter från böcker, tidningar, skyltar, datorskärm, telefon m.m. Identifiera produkter man lärt in. Känna igen ansikten man lärt in. Tolka svenska sedlar. Inbyggda lampor, när ljuset inte räcker till. Bra hjälpmedel för blinda och synskadade eller personer med dyslexi.

- Infällda magneter
- On/Off knapp och linje förhöjd
- 2 röster per språk – levereras med svenska och engelska
- Stöd för OrCam App
- Specifikation
- Mått 76 X 21 X 14,9 mm
- Vikt 28 g
- Batteri litiumpolymer
- Kamera 13 MP

|                        | MyEye PRO | MyEye SMART |
|------------------------|-----------|-------------|
| Läsning på flera språk | •         | •           |
| Ansiktsigenkänning     | •         |             |
| Produktidentifikation  | •         |             |
| Strekkodsigenkänning   | •         |             |
| Färgigenkänning        | •         |             |
| Pekgest                | •         | •           |
| Stoppgest              | •         | •           |
| Klockgest              | •         |             |
| Pekskärm               | •         | •           |

| ArtNr  | Benämning                         | Pris:     |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 1-9200 | OrCam MyEye PRO                   | 52 000 :- |
| 1-9202 | OrCam MyEye SMART                 | 42 000 :- |
| 1-9201 | Uppgradering till OrCam MyEye PRO | 14 400 :- |

Pris exkl. moms