



Kameran kan roteras.

Ruby 7 HD

RUBY 7 HD är ett portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 7" bildskärm.
- HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 24x.
- Roterbar kamera för nära & långt avstånd. (Selfie).
- Inbyggt lässtöd.
- 20 olika artificiella färger kan väljas. (Antalet aktiva kan väljas).
- Panorering i fryst eller sparad bild.
- Bildfrysning.
- Inbyggda belysningen kan släckas vid behov.
- Spara upp till 105 bilder. (Kan flytts till PC via USB).
- Referens och kulisser.
- Storlek 190x130x20mm. Vikt 510g.
- Driftstid 3 timmar.
- Laddare, bärväska, putsduk och USB+HDMI kabel ingår.
- Enheten stängs automatisk av efter 30 minuters inaktivitet.
- När stativet fälls ut startar enheten, och stängs av när stödet fälls in.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3068	RUBY 7 HD	8 800:-
1-3068-01	Batteri	795:-
1-3067-02	Laddare	480:-
1-3068-03	Väska	325:-
1-3067-06	Rengöringsduk	70:-

Pris exkl. moms