



### SmartReader HD

Smart Reader HD är en lätt, bärbar läsmaskin med stora inbyggda användarvänliga taktila kontrollknappar. En helt integrerad lösning, Smart Reader HD erbjuder fördelen med en inbyggd HD-kamera och OCR (optisk teckenigenkänning). Smart Reader HD gör det möjligt för personer med nedsatt syn att behålla läsglädjen genom att lyssna med eller genom att fästa en bildskärm för att se texten.

### Smart Reader HD-funktioner:

- Placera dokumentet och på några sekunder börjar Smart Reader läsa högt
- Perfekt för att läsa tidningar, böcker, tidningar etc.
- Inbyggd högtalare erbjuder först klassig ljudkvalitet
- Över 20 språk tillgängliga med högkvalitativa naturliga manliga eller kvinnliga röster
- Stora taktila kontrollknappar
- Inbyggt 8 timmars uppladdningsbart batteri
- Hörlursuttag
- Anslut till valfri bildskärm eller TV (HDMI och DVI) för att förstora bilden och följa med
- Optimera kontrast och ljusstyrka med över 30 tillgängliga färglägen
- Enkel bildsökning, spara och återkalla, Importera / exportera dokument via USB-port
- Vikt 1,8 kg



ArtNr	Benämning	Pris:
1-5450	SmartReader HD	19 900:-
1-5450-01	SmartReader HD – fjärrkontroll	1 800:-
1-5450-02	SmartReader HD – bärväska	1 000:-
1-5450-03	SmartReader HD – AC-adapter	750:-

Pris exkl. moms