



- Enkel kontrollpanel med stora reglage.
- Lila reglage under panelen är till Referens och kuliss, dessa döljs av ett medföljande täcklock.

### Topaz HD 20

Stationär läskamera med stort låsbart läsbord. Den 20" stora bildskärmen kan enkelt höjas/sänkas och vinklas för bästa ergonomi.

Taktila olikfärgade reglage under bildskärmen för enkel justering av Förstoring, Ljus och kontrast.

Läskameran levereras monterad, och ansluts direkt till vägguttaget.

- Bildskärm 20"
- Autofokuskamera i HD upplösning (1280x720).
- Förstoring 1.5-57 gånger.
- 33 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- I inställningsmenyn kan funktioner inaktivera efter önskemål.
- Belysning kan justeras eller släckas.
- Fritt arbetsavstånd mellan kamera och läsbord 210mm.
- Läsbord X/Y med broms och lås 410x320mm

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3422	TOPAZ HD 20	18 400:-

Pris exkl. moms