



## Topaz XL FHD 22

Stationär läskamera med Full HD kamera för knivskarp bild. 22" skärmen kan enkelt höjas/sänkas och vinklas för bästa ergonomi.

Taktila olikfärgade reglage under bildskärmen för enkel justering av Förstoring, Ljus och kontrast.

Läskameran levereras monterad, och ansluts direkt till vägguttaget.

- Bildskärm 22" 1920x1080 FullHD
- Autofokuskamera 1920x1080 FullHD.
- Förstoring 1.7-60 gånger.
- 33 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Belysning kan justeras eller släckas.
- Bildväxling med PC.
- Med programvaran GEM kan bilden delas mellan kamera och Dator. Även kamerans funktioner kan styras från datorn, bilder sparas, bilder OCR tolkas med programmet OpenBook.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-3524	TOPAZ XL FHD 22	24 000:-
1-3327	GEM programvara	2 495:-

Pris exkl. moms