



## VarioUltra 20

20 teckens punktdisplay med punktinmatning. Ovansidan är gjord av borstat anodiserat aluminium. Undersidan är gjord av tålig plast. Ansluts via USB och upp till 4 blåtandsenheter samtidigt. Exempelvis kan den kopplas till Jobb-PC:n, telefonen och surfplattan samtidigt. Med en enkel knapptryckning kan användaren växla från datorn över till telefonen, läsa ett SMS, skriva ett svar tillbaks. VarioUltra erbjuder även en inbyggd ordbehandlare, kalkylator, avancerad kalkylator, klocka, timer, alarm, stoppur, datumindikation och en filhanterare. Det går att spara upp till 16GB data i VarioUltras inbyggda minne.

- Vikt 340 gram
- Dimension 188 x 89 x 20 mm.
- Inbyggt minne 16 GB Flash.
- Litium-Ion-batteri för 8-12 timmars användning.
- Laddas via USB kabel eller laddare.
- Väska, laddare, USB kabel och CD med drivrutiner medföljer.

## VarioUltra 40

40 teckens punktdisplay med punktinmatning. Ovansidan är gjord av borstat anodiserat aluminium. Undersidan är gjord av tålig plast. Ansluts via USB och upp till 4 blåtandsenheter samtidigt. Exempelvis kan den kopplas till Jobb-PC:n, telefonen och surfplattan samtidigt. Med en enkel knapptryckning kan användaren växla från datorn över till telefonen, läsa ett SMS, skriva ett svar tillbaks. VarioUltra erbjuder även en inbyggd ordbehandlare, kalkylator, avancerad kalkylator, klocka, timer, alarm, stoppur, datumindikation och en filhanterare. Det går att spara upp till 16GB data i VarioUltras inbyggda minne.

- Vikt 530 gram
- Dimension 316 x 89 x 20 mm.
- Inbyggt minne 16 GB Flash.
- Litium-Ion-batteri för 8-12 timmars användning.
- Laddas via USB kabel eller med laddare.
- Väska, laddare, USB kabel och CD med drivrutiner medföljer.

ArtNr	Benämning	Pris:	ArtNr	Benämning	Pris:
1-6035	VarioUltra 20	37 200:-	1-6030	VarioUltra 40	69 480:-
1-6035-01	Väska	1 100:-	1-6030-01	Väska	1 500:-
1-6030-02	USB laddare	350:-	1-6030-02	USB laddare	350:-

Pris exkl. moms