



VisusMove FHD

VisusMove FHD, ett kamera system som passar både i hemmet, skolan och på arbetsplatsen.

VisusMove FHD erbjuder:

- Överlägsen bild med Full HD 1080p och 30x optisk zoom i läsläge.
- Enkel fjärrkontroll för styrning av funktioner
- Autofokus
- Referenslinje/Kuliss
- Mjukvara till PC - inklusive mjukvarubaserad splitfunktion.
- Bra arbetsavstånd
- Anslut till PC eller till en monitor/projektor
- Kompatibel med förstörande programvaror, som t ex ZoomText och Fusion
- Spara dina bilder och filmer
- Förstoring 1,6 - 85 x (22" skärm)
- Fri arbetshöjd: 29 cm
- Färglägen Naturliga färger plus 65536 artificiella färger kombinationer (positiv/negativ)
- Kameraupplösning bildskärm: 1920x1080 - Full HD
- Kameraupplösning PC: 1280x720 - HD
- Anslutningar: USB2.0, USB3.0 eller HDMI
- Mått 41 x 15 x 35 cm
- Vikt: 5 kg

ArtNr	Benämning	Pris:
1-1100	VisusMove FHD	32 000:-

Pris exkl. moms