



## i-loview 16 FHD Premium

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel. Möjlighet att koppla in dator, smartphone och även koppla in extern bildskärm.

- 15.6" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.4-60x.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 381x406x62 mm ihopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Anslutning HDMI in, HDMI ut.
- Vikt 4.7 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.



## i-loview MAX FHD Premium

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel. Möjlighet att koppla in dator, smartphone och även koppla in extern bildskärm

- 17.3" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Förstoring 1.5-70x.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Anslutning HDMI in, HDMI ut.
- Vikt 5.5 kg inkl. batteri.
- Laddare och putsduk ingår

ArtNr	Benämning	Pris:
1-2375	i-loview 16 FHD Premium Svart	25 500:-
1-2390	i-loview MAX FHD Premium Svart	28 900:-
1-2350-01	i-loview 13-17 - AC adapter	804:-
1-2350-02	i-loview 13-17 - batteri	1 200:-

Pris exkl. moms