



Orcam MyEye PRO & Orcam MyEye SMART

OrCam är en läskamera. En liten, diskret kamera placerad på sidan av glasögonbågen som hjälper dig att läsa upp tolkade texter från böcker, tidningar, skyltar, datorskärm, telefon m.m. Identifiera produkter man lärt in. Känna igen ansikten man lärt in. Tolka svenska sedlar. Inbyggda lampor, när ljuset inte räcker till. Bra hjälpmedel för blinda och synskadade eller personer med dyslexi.

- Infällda magneter
- On/Off knapp och linje förhöjd
- 2 röster per språk – levereras med svenska och engelska
- Stöd för Orcam App
- Specifikation
- Mått 76 X 21 X 14,9 mm
- Vikt 28 g
- Batteri litiumpolymer
- Kamera 13 MP

	MyEye PRO	MyEye SMART
Läsning på flera språk	•	•
Ansiktsgigenkänning	•	
Produktidentifikation	•	
Strekkodsigenkänning	•	
Färgigenkänning	•	
Pekgest	•	•
Stoppgest	•	•
Klockgest	•	
Pekskärm	•	•

ArtNr	Benämning	Pris
1-9200	Orcam MyEye PRO	52 000 :-
1-9202	Orcam MyEye SMART	42 000:-
1-9201	Uppgradering till OrCam MyEye PRO	14 400:-

Pris exkl. moms