

Looky 6



Det fällbara handtaget kan svängas ut för handhållen användning, både för vänster- och högerhänta.



Looky 6 är en kompakt handhållen enhet med en mängd olika funktioner. Den 5,5-tums stora pekskärmen erbjuder en full HD-bild av det dubbla kamerasystemet som fångar både nära och avlägsna objekt och text i kristallklar kvalitet med 2 till 35 gångers förstoring.

- 5,5-tums IPS-pekskärm med antireflexbehandling
- Dubbla 13 megapixelkameror med autofokus
- Full HD-skärm och kameraupplösning
- Närbilds- och avståndsläge
- Panorering i livevy och frysta bilder
- 2–35x förstoring
- HDMI-utgång
- 160 x 91 x 21 mm (hopfällad)
- 265 gram



| Artnr | Benämning | Pris: |
|--------|-----------|---------|
| 1-4556 | Looky 6 | 8 000:- |