



Jot-A-Dot portabel punktskrivmaskin

Det nya sättet att skriva en punkt – en bärbar punktskriftsenhet för alla!

- Mekanisk enhet i fickstorlek, Skriv punktskrift på en lapp, på papper, var som helst! Direkt inmatning av punktskrift med sex tangenter - för snabb och exakt punktskrift.
- Läs din punktskrift medan du skriver – vänd bara på Jot-A-Dot.
- Inbyggt lässtativ, håller Jot-A-Dot stabil på hårda ytor, Bekväm halsrem.
- Använd vanligt kopierpapper som finns överallt.
- Jot-A-Dot möjliggör vanlig punktskrift från vänster till höger, ett stort framsteg i enkel manuell punktskrift, 20 tecken per rad.
- Den har både linje- och cellindikatorer. Cellindikatorn visar präglingshuvudets position på linjen. Linjeindikatorn ger omedelbar feedback om vilken rad du skriver.
- Stabil konstruktion i en enhet, innebär att det inte finns några delar som kan försvinna.

Specifikationer

Storlek: 20.5 x 11 x 5.5 cm

Vikt: 350 Gram

Papper: Använd vanligt kopieringspapper 80 g Passar pappersstorlek A5 och A6

Artnr	Benämning	Pris:
1-5745	Jot-A-Dot	5 200:-

Alla priser Exklusive moms