

ONYX Deskset XL

ONYX Deskset är ett portabelt kamerasystem som används som både när och avståndskamera. Lätt att flytta- lossa nätanslutning, vrid in kameran bakom bildskärmen och lyft i bärhandtaget. Kameran fungerar som både när och avståndskamera. Trådlös handkontroll för Zoom och övriga inställningar av bilden. Sökfunktion, en knapptryckning Zoomar snabbt till översikt med visuellt sökkors, och återgår sedan till vald förstoring.

Trådlös handkontroll med funktioner som:

Fullfärg autofokus.

Inverterade färger.

Högkontrast positiv/negativ bild.

Sökfunktion.

"Frys bild"

Spegelvändning.

Låsbar fokus.

Referenslinje och kulisser.

Väska på hjul med infällbart handtag ingår.

ONYX Deskset levereras med 17" eller 19" bildskärm.

Vikt: 5.5 resp. 7 kg.

ONYX Deskset 17 XL Art Nr. 1-3088 Pris 19.900Kr

ONYX Deskset 19 XL Art Nr. 1-3090 Pris 21.500Kr



Praktisk väska på hjul med infällbart handtag ingår



X/Y bord

Litet lätt läsbord, passar till ONYX Deskset.

Art Nr. 1-1910 Pris 1.280Kr

Alla priser exkl. moms

