



Looky 7 HD

Är det senaste tillskottet i den omtyckta Looky familjen av handhållna läskameror.

- 7" skärm IPS och kamera 13 MP i Full HD (1080)
- Steglös förstoring 2x -35 x med autofokus
- Färgläge och 16 hög kontrasterlägen
- Uppfällbart stativ med optimal läsvinkel
- Live panoreringläge, zooma bilderna utan att flytta kameran
- Frysbild med förflyttning, zoomning och spara möjligheter
- Driftstid 3 timmar
- Storlek 188x138x21 mm
- Vikt 420 g (inkl. batteri)

ArtNr	Benämning	Pris
1-4555	Looky 7 HD	8 800:-
1-4555-04	Looky 7 - stativ	1 280:-

Pris exkl. moms