



### Ruby 10 HD

RUBY 10 är en handhållen läskamera med tre kameror för avstånd, läsning och en utökad arm för helsidesbildvisning.

Använd direkt ur lådan med intuitiva kontroller, inbyggt läsställ. Unika, patentsökta visningslägen förbättrar kontrasten och maximerar komforten.

#### RUBY 10 funktioner

- Förstoring från 2x till 24x
- Både pekskärm och taktila knappar
- Bärbar och lätt
- Förstora små föremål och finstilt text
- Se objekt på kort avstånd
- Spara skannade bilder och dokument
- Anslut till en extern skärm via Miracast eller USB
- Vikt 915 gram
- Ungefär 3,5 timmars kontinuerlig användning och 4 timmars laddningstid
- Li-ion-batteri
- USB-C, 3,5 mm-ljuduttag

ArtNr	Benämning	Pris
1-3050	Ruby 10	11 900:-
1-3050-02	Ruby 10 – laddare	480:-
1-3050-03	Ruby 10 – väska	480:-

Pris exkl. moms