



### Visus CMORE PLUS

Teknikens ytterst skarpa bilder och mikroskopens förmåga att förstora Ny elektronik och kamera ger en exceptionellt skarp bildkvalitet!

Snap shot läge. Du behöver inte använda datorn för att ta en bild längre. Anslut bara ett

USB-minne till din Cmore Plus och använd snapshot på fjärrkontrollen.

Visa kristallklara bilder från 1920x1080 på HDskärmen, vilket minskar ögonbelastningen och nacktröttheten som man ofta kan se i samband med frekvent användning av traditionella mikroskop

### Teknisk specifikation

Upplösning monitor	1920x1080 (Full HD)
Upplösning PC	1920x1080
Kamera	zoom x30 optisk
Autofokus	Ja
Bildfrekvens	60 fps
Arbetshöjd	under kamera 280 mm
Operativ system	PC win11 / win10
Utgång	miniUSB/DisplayPort
Belysning	Inbyggd LED
Monitor storlek	Valfri
Mått	H 410mm B 170mm D 350mm
Vikt	4,5 kg

**ArtNr**

1-1120

**Benämning**

Visus CMORE PLUS

**Pris**

35 900:-

Pris exkl. moms