



- Panorering i livevy och frysta eller lagrade bilder
- Läsning med referenslinje eller kuliss
- Upp till 2 GB bildlagring och uppspelning
- Design med hög kontrast och knappar
- Löstagbart, uppladdningsbart batteri
- Upp till 5 timmars kontinuerlig användningstid
- 3 timmar full laddningstid
- HDMI-, USB- och SD-kortingång
- HDMI-utgång
- 378 x 262 x 40 mm (ihopfälld)
- 378 x 262 x 258 mm (uppfälld)
- 2400 gram (med batteri)
- CE, FCC, RoHS

LookyBook PRO

LookyBook PRO erbjuder en 12,5-tums pekskärm i full HD och flera kameror som passar alla situationer. Allt i en lätt, vikbar, extremt bärbar enhet, komplett med ett attraktivt skyddande väska. Huvudkameran kan användas som en läskamera och flip-up kameran erbjuder avstånds och spegelfunktion. Enkel att använda; med traditionella (taktila) kontroller, som förstörings- och kontrastrattar. Grundläggande funktioner som hög kontrastlägen till OCR och text-till-tal.

Det avtagbara, uppladdningsbart batteripaket garanterar en riktig mobilupplevelse.

Du kan även dela skärm, så att du kan se anteckningar på ditt skrivbord och se föreläsare/lärare samtidigt.

LookyBook PRO är perfekt för studenter och yrkesverksamma som behöver läsa dokument och skriva vid sitt skrivbord, samtidigt som de tittar på en föreläsare/lärare. Den bärbara designen gör det enkelt att flytta mellan klassrum, arbete och hem.

LookyBook PRO är en idealisk partner för att läsa hemma. När du inte använder den kan du snabbt fälla ner den och lägga bort den. Och när du åker iväg på semester, packar du lätt ner den för att komma med på resan.

Huvudspecifikationer

Vikbar design för enkel användning och transport
12,5-tums IPS-antireflexbehandlingskärm i full HD
13 megapixel Ultra HD 4K-kamera med autofokus
Fullständig A4 OCR- och text-till-tal-funktion
Lägen för närhetsvy och spegelvy.

Vikbar kamera för avstånds- och spegelvisningslägen
1 – 60 x förstoring upp till 18 x avstånds förstoring (på 5m avstånd)

Fotoläge plus 16 högkontrastlägen

Användardefinierade högkontrastfavoriter

ArtNr	Benämning	Pris:
1-4540	LookyBook PRO	24 000:-
1-4540	LookyBook PRO Extern skärm	3 900:-

Pris exkl. moms