



Ruby 4 HD

RUBY HD ett litet portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 4,3" bildskärm, 5-Megapixel HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 13x.
- Infällbart handtag. I handtaget sitter 4st laddningsbara AAA batterier.
- Sex enkla och tydliga knappar alla placerade runt skärmen.
- 20 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Spara upp till 80 bilder.
- Storlek: 125x75x34 mm. (17mm tjock med handtag utfällt).
Vikt: 228g.
- Driftstid 2 timmar. (2 timmars laddningstid).
- Laddare, bärväska, Rengöringsduk, och handledsrem ingår.



Ruby 5 XL HD

RUBY XL HD ett litet portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 5" bildskärm, 5-Megapixel HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 14x.
- Infällbart handtag, och inbyggt lässtöd.
- 20 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Spara upp till 80 bilder.
- Storlek: 138x88x20 mm.
- Vikt: 300g.
- Driftstid 3 timmar.
- Laddare, bärväska, Rengöringsduk, USB kabel och handledsrem ingår.

ArtNr	Benämning	Pris:	ArtNr	Benämning	Pris:
1-3067	RUBY 4 HD	5 800:-	1-3059	RUBY 5 XL HD	6 800:-
1-3067-02	Laddare	480:-	1-3067-02	Laddare	480:-
1-3067-01	Batterier 4-pack	300:-	1-3059-03	Väska	325:-
1-3067-03	Väska	325:-	1-3067-04	Handledsrem	70:-
1-3067-04	Handledsrem	70:-	1-3067-06	Rengöringsduk	70:-
1-3067-06	Rengöringsduk	70:-			

Pris exkl. moms