



i-loview 13 FHD

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel.

- 13.3" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.2-150X.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 320x373x61 mm hopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Vikt 3.9 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.



i-loview 16 FHD

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel.

- 15.6" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.4-176X.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 376x460x68 mm hopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Vikt 4.7 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.

ArtNr	Benämning	Pris:
1-2350	i-loview 13 FHD Silver	22 500:-
1-2370	i-loview 16 FHD Silver	23 800:-
1-2350-01	i-loview 13-17 - AC adapter	804:-
1-2350-02	i-loview 13-17 - batteri	1 200:-

Pris exkl. moms