



## Acuity FHD med tal

Läs-TV med Full HD 1080 och uppläsning. Touchskärm med många anpassningsmöjligheter och enkel hantering. taktila navigeringsramar medföljer. Som tillbehör finns även fjärrkontroll som alternativ till touch panelen.

- Autofocus kamera.
- Färg, högkontrast och artificiella färger.
- Referens och Kulisser.
- OCR tolkning av A4 dokument.
- Uppläsning av helt dokument, kolumner eller zoner.
- A3 x/y bord med bromsar.
- Kamera: Autofocus 1080P.
- Bildskärm: 22" Touch LED 1920x1080P. Förstoring: 2.2-65X (1X vid skanning).
- Storlek: 48x48x65 cm (Skärmen i högsta läge).
- Vikt: 17 Kg.
- Kontrollpanel, AC adapter, Hörlurar ingår.



Handkontroll

ArtNr	Benämning	Pris
1-4500	Acuity FHD med tal	34 000:-
1-4500-07	Kontrollpanel	2 000:-
1-4500-08	AC adapter	200:-

Pris exkl. moms