



i-loview 1 FHD

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel. Möjlighet att koppla in dator, smartphone och även koppla in extern bildskärm.

- 13.3" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Autofocus.
- Förstoring 1.2-50x.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- 320x373x61 mm ihopfällt läge.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Vikt 3.9 kg inkl. batteri.
- Laddare, skyddsfodral och putsduk ingår.



i-loview FHD Premium

Lätt ihopfällbar läskamera med avståndsfunktion och sminkspegel. Möjlighet att koppla in dator, smartphone och även koppla in extern bildskärm

- 17.3" bildskärm.
- Full HD upplösning 1920x1080
- Förstoring 1.2-50x.
- 5 timmars drifttid på batteri.
- Referens o kuliss funktion.
- Panorering i fryst bild.
- Anslutning HDMI in, HDMI ut.
- Vikt 3.9 kg inkl. batteri.
- Laddare och putsduk ingår

ArtNr	Benämning	Pris
1-2350	i-loview 13 FHD Premium Svart	21 000:-
1-2350	i-loview 13 FHD Premium Svart	22 000:-
1-2350-01	i-loview 13-17 - AC adapter	804:-
1-2350-02	i-loview 13-17 - batteri	1 200:-
		Pris exkl. moms