


## FOCUS 14 Blue V5



Liten smidig punktdisplay för koppling till dator, telefon eller surfplatta. Nya modellen av FOCUS 14 är inbyggd i ett aluminiumhölje, med stötdämpande gavlarna. Koppla upp till 5 blåtandsenheter samtidigt.

- 14 teckens punktdisplay med punkt-inmatning.
- Frontknappar och vickknappar för enkel navigering.
- USB-C och fem blåtandsanslutningar.
- Inbyggt punkttangentbord.
- Enkel anteckningsfunktion.
- (Sparas på SD kort).
- Storlek: 195 x 82 x 19 mm.
- Vikt: 330 gram.
- Batteritid: 20 timmar.
- Väska, laddare och USBC kabel ingår.

## FOCUS 640



Focus 640 är utformad för yrkesverksamma, studenter och avancerade användare i far-ten – och levererar enastående prestanda som klarar kraven vid intensiv daglig användning. Genom att kombinera hållbarhet, intuitiv design och avancerade anslutnings-möjligheter främjar den produktiviteten var du än befinner dig.

Tillförlitlig och snabb anslutning – Anslut upp till fem Bluetooth®-enheter samt en USB-C-enhet med Bluetooth 5.1 för snabb, stabil och sömlös växling mellan enheter. Intuitiva och användarfokuserade reglage – Väl genomtänkta reglage möjliggör snab- bare navigering, smidig hantering och bättre respons i olika arbetsmoment. Konstruerad för hållbarhet – robusta punkt- skriftsstift och en tålig displayyta, ändstycken av silikongummi och ett slitstarkt bärfodral ger extra skydd vid daglig användning och på resor.

### Allmän information

- 40 punktskriftsceller med cursorrouting.
- Freedom Scientifics nya fyrvägs-0-Pad möjliggör snabb navigering i filer, listor och menyer.
- Kompatibilitet direkt från start med Apple® iOS 11 eller senare samt Android™-enheter.
- Bluetooth 5.1.
- Upp till 20 timmars batteritid.
- Mått: 368 x 78 x 19 mm.
- Vikt: 550 g utan väska, 790 g med väska.

| ArtNr  | Benämning        | Pris     |
|--------|------------------|----------|
| 1-5314 | FOCUS 14 Blue V5 | 13 410:- |
| 1-5364 | FOCUS 640        | 32 000:- |

Alla priser är exkl, moms och frakt