

## OrCam READ 3

OrCam Read 3 utmärker sig som en allt-i-ettlösning, och erbjuder allt du behöver för oberoende läsning, inte bara nu utan även i många år framöver. Tydliga gula knappar för bättre kontrast. Följande språk är inkluderade i enheten: svenska, norska, engelska, danska, finska, tyska, spanska och turkiska Streckkodsläsning.



### Den innehåller:

**Handhållen enhet:** Läs omedelbart tryckt eller digital text från vilken yta som helst, hemma arbete eller när du reser. **Stationär läsmaskin:** Placera bara enheten i stativet(finns som tillbehör) så förvandlas den enkelt till en stationär läsplats(läsmaskin). Luta dig tillbaka och lyssna när den läser upp all tryckt eller digital text för dig.

**Smartförstoring:** Förvandla vilken skärm som helst till en Smartläskamera. Öka minska förstoring ställ in dina bästa kontrastfärger. Spara förstorat innehåll och mer AI Assistant – Fråga bara. Ta ett foto eller ladda upp text i Smartförstoring. Dra nytta av fråga-funktionen när du använder OrCams smarta förstoring.

Interagera med AI-assistenten på ett interaktivt, naturligt sätt och få omedelbara svar på alla frågor du ställer – oavsett om det handlar om texten eller andra ämnen.



## OrCam MYEYE PRO

OrCam är en liten, diskret läskamera placerad på sidan av en glasögonbåge som snabbt och exakt kan läsa tryckt text framför dig på ditt kommando.

OrCam består av en kameraenhet i storlek som en tumme.

Mått 7,62 x 2,11 x 1,50 centimeter och väger 28 gram

Ovan och under kameran finns två LED-lampor som tänds automatiskt vid behov. Det finns en inbyggd mikrofon följt av två inbyggda magneter som håller OrCam kvar på glasögonskalmen. Längre bak finns På/Av-knappen följt av den inbyggda högtalaren. På baksidan finns en USB-anslutning för laddning av batteriet och ett fäste för halsremmen.



| ArtNr     | Benämning         | Pris     |
|-----------|-------------------|----------|
| 1-9240    | OrCam Read 3      | 19 900:- |
| 1-9230-10 | OrCam Read Stativ | 1 280:-  |
| 1-9200    | OrCam MyEye PRO   | 28 800:- |

Alla priser är exkl, moms och frakt