

Teleskopkäpp MY 138 cm PC

Knappaktiverad automatisk teleskopmekanism. Till skillnad från traditionella vikbara käppar gör detta system att en 8-delad käpp kan fällas ihop till en extremt kompakt profil, vilket maximerar bärbarhet och smidig förvaring.

1. Material och komponenter Käpprör (skaft): Högkvalitativ aluminiumlegering.
Handtag: Halkfritt, ergonomiskt silikon.
Doppsko: rullande doppsko tillverkad av slitstark PC (polykarbonat)
Struktur: 8-delad teleskopisk design.
Medföljande tillbehör: Integrerad handledsrem i nylon + premium sammetsbälte med matchande dragsko.

2. Storlek, passform och bärbarhet.
Total längd 138 cm Längd hopfälld 27 cm.
Rekommenderad brukarhöjd 170 – 180 cm.
Vikt (gram) Ca 230 gram.



Teleskopkäpp MY 152 cm PC

Knappaktiverad automatisk teleskopmekanism. Till skillnad från traditionella vikbara käppar gör detta system att en 8-delad käpp kan fällas ihop till en extremt kompakt profil, vilket maximerar bärbarhet och smidig förvaring.

1. Material och komponenter
Käpprör (skaft): Högkvalitativ aluminiumlegering
Handtag: Halkfritt, ergonomiskt silikon Doppsko: 1 rullande doppsko tillverkad av slitstark PC (polykarbonat)
Struktur: 8-delad teleskopisk design Medföljande tillbehör: Integrerad handledsrem i nylon + premium sammetsbälte med matchande dragsko

2. Storlek, passform och bärbarhet.
Total längd 152 cm, Längd hopfälld 29 cm .
Rekommenderad brukarhöjd 180 cm och uppåt,
Vikt (gram) Ca 230 gram.



ArtNr	Benämning	Pris
1-4138	Teleskopkäpp MY 138 cm PC	1 440:-
1-4152	Teleskopkäpp MY 152 cm PC	1 600:-

Alla priser är exkl, moms och frakt