

GoBox+

GoBox +, ett synhjälpmedel som läser undertexterna på din TV!

Enheten har en inbyggd talsyntes och efter en enkel installation kan den läsa upp undertexter från vilken kanal eller tjänst som helst.

Plusmodellen kan även förstora texten upp till 2x samt förstärka kontrasten.

Go-box + är liten i formatet och kopplas in mellan din mottagande utrustning (digitalbox, Apple TV, Chromecast, etc.) till din TV med en HDMI-kabel.

Go-box + kräver ingen internetuppkoppling när den används utan endast vid eventuell uppdatering av programvaran. När installationen är klar kommer Go-box + att kunna förstora och läsa alla undertexter högt så snart de visas på skärmen. Det spelar ingen roll ifall du tittar på ett program live, en BluRay, strömmar innehåll från exempelvis Netflix eller har fördröjd visning. Go-box + växlar automatiskt när du byter kanal eller tjänst utan att du behöver göra något.

Lyssna på de upplästa undertexterna via hörlurar (Bluetooth) eller TV-högtalarna.

Det är viktigt att göra en noggrann installation och inställning av Go-Box + då alla användare har individuella behov för bästa möjliga upplevelse. Därför är inställningarna för enheten enkla och tydliga. Alla inställningarna sparas så att de finns kvar nästa gång TVn startas.

Enhetens fjärrkontroll har tydliga knappar och alla delar i inställningsmenyn läses upp av talsyntesen.

Utrustningskrav för uppläsning av undertexter:

- TV med HDMI-port
- HDMI-försedd digitalbox eller DVD/BluRay, streamingbox såsom Apple TV, Chromecast etc.
- Go-box +
- Fjärrkontroll till Go-box +

Egenskaper som kan ställas in för bättre tydlighet:

- Förstoring upp till 2X
- Förbättrad färgkontrast
- Olika teckensnitt
- Olika röster
- Läsastighet
- Volym, separat från TV-volymer



Artnr	Benämning	Pris:
1-4470	GoBox +	6 200:-