

## Harpo BraillePen 24



BraillePen24 är inte bara en enhet – det är en taktill revolution i ett robust aluminiumhölje som kombinerar hållbarhet med elegans. Med tumknappar och en joystick för enkel navigering.

De 24 punktskriftscellerna och de 24 cursor routing knapparna ger en omfattande läs- och skrivupplevelse, inklusive en ljud av-knapp för att stänga av ljud och en lägesomkopplare som förbättrar användarkontrollen.

De ergonomiska 8-punkts Perkins-punktskriftstangenterna och en dubbel mellanslagsfunktion med extra funktioner bidrar till en användarvänlig design. Den utbytbara skyddsfilmerna för punktskrift ger ett extra skyddslager.

Unik tunn design: BraillePen24 har en riktig fickupplevelse med en smal profil på bara 14 mm, vilket gör den till en bärbar följeslagare.

Anslutning: Med enkel anslutning till iOS, Android, Mac och Windows (HID) bryter BraillePen24 ner barriärer och säkerställer kompatibilitet mellan olika plattformar. Inbäddade appar för e-post och kontakter effektiviserar din upplevelse och ger tillgänglighet nära till hands.

- Supertunn.
- Tumknappar och joystick för navigering.
- HID-gränssnitt.
- Ergonomiska, traditionella inmatningstangenter för punktskrift med 8 punkter.
- Extra sensorset för rullning och uppdatering.
- USB-C-anslutning och laddning.
- microSD-kortplats för minne utan begränsningar.
- Para ihop upp till 5 Bluetooth-enheter samtidigt plus en USB-anslutning.
- 15 – 20 timmars batteritid.
- Storlek: 154x97x14mm.
- Vikt: 230 g.

Artnr	Benämning	Pris:
1-5750	Harpo BraillePen 24	20 400:-

Alla priser Exklusive moms