




LookyTAB 10, en mångsidig bärbar elektronisk förstoringsglas från Looky-familjen. Med en 10,1-tums skärm och en premium 13 megapixelkamera levererar denna enhet kristallklara bilder. Dess hopfällbara stativ skapar den optimala läsvinkeln för användaren och placerar automatiskt kameran direkt ovanför pappret, vilket garanterar en trevlig läsoplevelse.

Denna enhet låter dig spara tagna bilder och kommentera dem eller låta texten läsas upp med den valfria OCR-funktionen. Detta gör att du kan omvandla den utskrivna texten till talad ord, vilket gör det enkelt att få texten uppläst högt. Läs upp ännu fler möjligheter med hjälp av olika applikationer som kalkylator, anteckningar, spegel eller kalender.

Specifikationer

- 10,1-tums IPS-skärm med 1920x1200 upplösning.
- 13 MP autofokuskamerasystem på baksidan.
- 5 MP autofokuskamera för selfies.
- Förstoring från 2,1x–25x.
- Fotoläge och 18 högkontrastlägen.
- Närbild, avstånd och spegelbild.
- OCR-funktionalitet som tillval.
- Horisontellt skjutreglage.
- Livepanorering genom bilden.
- Styrning med taktila knappar eller pekskärm.
- Utfällbart integrerat stativ.
- Brett utbud av anslutningar för extern lagring eller visning.
- Batteritid: 3 timmar kontinuerlig.
- 5 timmars laddningstid när enheten är avstängd.
- Mått: 281 x 212 x 38 mm.
- Vikt: 1450 g (batteri ingår.)



Artnr

1-4570

Benämning

LookyTAB 10 HD

Pris:

10 900:-

Alla priser Exklusive moms