

## RUBY 4 HD

RUBY HD ett litet portabelt elektroniskt förstoringsglas.

- 4,3" bildskärm, 5-Megapixel HD kamera med steglös förstoring från 2x upp till 13x.
- Infällbart handtag. I handtaget sitter 4st laddningsbara AAA batterier.
- Sex enkla och tydliga knappar alla placerade runt skärmen.
- 20 olika artificiella färger.
- Referens och kulisser.
- Spara upp till 80 bilder.
- Storlek: 125x75x34 mm. (17mm tjock med handtag utfällt). Vikt: 228g.
- Drifttid 2 timmar. (2 timmars laddningstid).
- Laddare, bärväska, Rengöringsduk, och handledsrem ingår.



Artnr	Benämning	Pris:
1-3067	RUBY 4 HD	4 200:-
1-3067-02	Ruby 4,5 7 - laddare	480:-
1-3067-03	Ruby 4 - väska	325:-
1-3067-04	Ruby 4,5 - handledsrem	70:-
1-3067-06	Ruby 4,5,7,10 - rengöringsduk	70:-